

CHISON

Value Beyond Imaging



SonoAirTM 30

Redefiniendo el futuro del ultrasonido portátil



SonoAir™ 30

SonoAir 30, redefiniendo el futuro de los ultrasonidos portátiles. Los constantes esfuerzos de CHISON para contribuir al mundo con una atención médica sencilla y sin esfuerzo.

La combinación de experiencia estructural, algoritmos y sondas garantiza la máxima eficiencia y una práctica sin fatiga. SonoAir 30, de diseño ergonómico, ofrece una experiencia de clase mundial en interacción hombre-máquina.



Ultra-rápido

- Encendido en 25s
- Apagado en 3s
- Reinicio post stand by en 3s



Ultra-Portable

- El equipo de ultrasonido mas Delgado y ligero del mundo, pesando 2.1 kg y con grosor de 26mm.
- Robusta carcasa de aluminio que incrementa la durabilidad.

2.1kg

26mm



36h+

standby

180 mins+

escaneo



Ultra-Green

- CHISON mantiene su posición clara "ahorra energía, salva el medio ambiente"
- Escaneo continuo durante 180mins+ en una sola carga.
- 36h+ en stand-by garantiza un diagnóstico más fiable.

Más que portátil

Transformación perfecta de portátil a gabinete



Ultra-conectable

- Los 4 puertos de sonda activos brindan un cambio rápido en el sistema portátil.
- Diseñado para atender todas las aplicaciones y brindar soluciones completas para sus imágenes.



Conector de sensor cargado 4



Ultra-flexible

- Trolley específico con altura ajustable
- Con 4 puertos para transductor, el SonoAir puede transicionar sin problemas a un ultrasonido de gabinete.



Bolsa








3D Ultra-accessible

- UI/UX 3D innovador e interactivo
- Mayor eficiencia y confianza en el diagnóstico.




Ultra-táctil

- Pantalla táctil ultra sensible que reduce el número de pasos para hacer del uso del equipo una nueva experiencia
- Trackball interconstruido que otorga comodidad y facilidad de uso
- El exclusivo bloqueo de huellas dactilares proporciona protección y seguridad de los datos contenidos.



Características sobresalientes





Quadplex

En el modo PW, las funciones de envolvente automática 2D, Color, PW y espectro se muestran dinámicamente en tiempo real.

Auto mama

Auto mama puede ayudar automáticamente a definir los límites de la lesión en el seno y brindar resultados de medición precisos.



Auto tiroides

Auto tiroides puede ayudar automáticamente a definir los límites de la lesión en la tiroides y brindar resultados de medición precisos.

IMT automático

Obtenga automáticamente los valores máximo, mínimo y promedio del espesor de la íntima-media en el área objetivo y realiza la medición con mayor precisión.



WIDE APPLICATIONS



 Medicina general



 Terapia física



 Terapia física




 Terapia intensiva



 Accesos vasculares



 Otros



7L

Lineal
7.5MHz




3C

Convexo
3.0MHz




6MC

Micro convexo
6.0MHz



3S

Sectorial
2.5MHz



6E

Endocavitario
6.0MHz

CHISON Tecnologías médicas Co., Ltd.

Dirección de contacto de ventas y servicio: No.9, Xinhuihuan Road, distrito de Xinwu, Wuxi, Jiangsu, China 214028

TEL : 0086-510-85310937 **FAX :** 0086-510-85310726 **EMAIL :** export@chison.com.cn

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en este catálogo sin previo aviso. Comuníquese con nuestro distribuidor local para obtener la información más reciente.



CHISON FaceBook
Follow CHISON's Social Media
for the Latest Updates!